



### Vorteile

- Einfacher Zugriff auf PACS-Daten
- Keine Arbeit an Lichtkästen mehr, arbeiten Sie direkt mit den digitalen Aufzeichnungen
- Geringer Wandabstand macht die Wandmontage so perfekt für räumlich begrenzte Bereiche
- Die Konfiguration mit zwei Monitoren erhöht die Produktivität
- Komfortable Bildschirmarbeit: Neigt Bildschirme zur Reduzierung von Reflexion und Verbesserung der Blickwinkel
- Die Ablage kann bis zu 13 cm ausgezogen werden, sodass die Tastatur sich 40,6 cm von der Wand entfernt findet
- Seitliches Schwenken der Tastatur fördert die Interaktion zwischen Patient und Pflegepersonal während der Dateneingabe
- Mausunterlage gleitet je nach den Wünschen des Benutzers links oder rechts heraus
- Von 0 bis -10 Grad einstellbare, nach hinten geneigte Tastaturunterlage

# ERGOTRON®

## Neo-Flex® Dual Monitor & Tastatur Wandhalterung



### Perfekt für räumlich begrenzte Bereiche!

Platz sparende Mehrschirmlösung mit geringem Wandabstand: Ideale Montagelösung für PACS Anwendungen. Konfiguration von 2 Displays horizontal.

Reduzieren Sie Fehler durch die Eingabe der Daten an der medizinischen Versorgungsstelle. Diese Lösung mit flachem Profil lässt sich einfach einkappen, wenn sie nicht benötigt wird.



### Neo-Flex® Dual Monitor & Tastatur Wandhalterung

<b>Artikelnummer (farbe)</b>	28-514-800 (grau und schwarz) 45-403-062 (weiß)
<b>Typische Bildschirmgröße</b>	≤ 24"
BILDSCHIRMGRÖSSE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE BILDSCHIRMDIAGONALE.	
<b>Belastbarkeit</b>	Monitor ≤ 22,7 kg (50 lbs) 11,3 kg (25 lbs) je Monitorgelenk Tastatur ≤ 2,2 kg (5 lbs)
<b>Neigungs-funktion</b>	Monitors 180° Tastatur 90°
<b>Schwenk-funktion</b>	Tastatur 120°
<b>Rotation</b>	Monitors 360° P/L
<b>VESA</b>	MIS-D
<b>Tiefe</b>	Tastatur 13 cm (5")
<b>Verlängerung</b>	Tastatur 19,25" (49 cm)
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Versand-abmessungen</b>	28-514-800: 76,2 x 15,2 x 15,2 cm (30" x 6" x 6") 45-403-062: 53 x 39,5 x 14 cm (20.75" x 15.5" x 5.7")
<b>Versandgewicht</b>	28-514-800: 5,5 kg (12 lbs) 45-403-062: 5,9 kg (13 lbs)



Durch eine Kombination der Neo-Flex-Tastaturwandhalterung mit der Neo-Flex-Wandhalterung für zwei Monitore entsteht eine komplette Digital-Imaging-Station. Bei Gebrauch eines einzigen Monitors kombinieren Sie die Tastaturhalterung mit der Neo-Flex-Wandhalterungs-Hubvorrichtung (60-577-195).



Folds bis zu 12 cm



Die Ablage kann bis zu 13 cm ausgezogen werden, sodass die Tastatur sich 40,6 cm von der Wand entfernt findet

© 2016 Ergotron, Inc. rev. 19/10/2016/DE Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten  
Für weitere detaillierte Informationen besuchen Sie unsere Internetseite [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Ergotron-Vorrichtungen sind nicht zur Heilung, Behandlung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten vorgesehen

**Americas Sales and Corporate Headquarters**

St. Paul, MN USA  
(800) 888-8458  
+1-651-681-7600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[sales@ergotron.com](mailto:sales@ergotron.com)

**EMEA Sales**

Amersfoort, The Netherlands  
+31 33 45 45 600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info.eu@ergotron.com](mailto:info.eu@ergotron.com)

**APAC Sales**

Tokyo, Japan  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[apaccustomerservice@ergotron.com](mailto:apaccustomerservice@ergotron.com)

**Worldwide OEM Sales**

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info.oem@ergotron.com](mailto:info.oem@ergotron.com)

**ERGOTRON®**